

Bestellung

Anfrage

Besteller

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Kommission : _____



Abb. ähnlich

Duschoilettenrollstuhl DTS 210-P

Ausstattung : 4 Räder 200 x 50 PU, Vorderräder bremsbar, Hinterräder schwenkbar, Armlehnen abschwenkbar, Beinstützen abnehmbar und mit Fußbrett, Sitzauflage schwarz, Sitzplatte mit Öffnung (26 x 22 cm) mit säurebeständigem Spezial-Kunstlederbezug (schwarz), feste Rückenplatte, Eimer, Schiebestange 45°, max. Belastbarkeit 210 kg bei jeder Sitzbreite, Farbe weiß.



Sitzbreite in cm : 40 45 50 55
 60 65 70 75
 80 _____



Sitztiefe in cm : **40** 45 50 55
 60 _____



Sitzhöhe in cm: 40 45 **50** 55
 60



Tragfähigkeit in kg : **210** 250 300

Optionen :

(Die Optionen sind teilweise aufpreispflichtig)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Hygieneausschnitt vorne | <input type="checkbox"/> 4 Räder schwenkbar, Hinterräder mit Bremse |
| <input type="checkbox"/> Eimer nach vorne entnehmbar | <input type="checkbox"/> 4 Räder schwenkbar, alle mit Bremse |
| <input type="checkbox"/> Eimer nach rechts oder links entn. | <input type="checkbox"/> Rückenlehne gerade |
| <input type="checkbox"/> Sitz nach oben abklappbar | <input type="checkbox"/> Sitzplatte aus Kunststoff |
| <input type="checkbox"/> Toilettenöffnung vergrößert auf _____ cm | |

Preise und Lieferkonditionen gemäß unserer jeweiligen Preisliste.

Datum

Stempel/Unterschrift