

Bestellung **Anfrage**

Besteller

Firma: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
Kommission : _____



Abb. ähnlich

Nachtstuhl NST 210

Ausstattung : Armlehnen abschwenkbar , Sitzauflage schwarz, Sitzplatte mit Öffnung (29 x 24 cm) Kunstleder schwarz, feste Rückenplatte, Eimer, Belastbarkeit 210 kg bei jeder Sitzbreite. Mit zahlreichen Optionen anpassbar.



Sitzbreite in cm : 40 45 50 55
 60 65 70 75
 80 _____



Sitztiefe in cm : **40** 45 50 55
 60 _____



Sitzhöhe in cm: 40 45 **50** 55
 60



Tragfähigkeit in kg : **210** 250 300

Optionen :

(Die Optionen sind teilweise aufpreispflichtig)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Hygieneausschnitt vorne | <input type="checkbox"/> Rückenlehne gerade |
| <input type="checkbox"/> Eimer nach vorne entnehmbar | <input type="checkbox"/> Sitzplatte aus Kunststoff |
| <input type="checkbox"/> Eimer nach rechts oder links entnehmen | <input type="checkbox"/> Sitz nach oben abklappbar |
| <input type="checkbox"/> Toilettenöffnung vergrößert auf _____ cm | |

Lackierung: **blau** weinrot schwarz weiß
 (Standard)

Preise und Lieferkonditionen gemäß unserer jeweiligen Preisliste.

Datum

Stempel/Unterschrift