

Bestellung **Anfrage**

Besteller

Firma: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
Kommission : _____



Abb. ähnlich

Faltrollstuhl F-Serie

Ausstattung : Mehrfachstrebenkreuz je nach Tragfähigkeit 2 – 4fach, verstärkter Stahlrohrrahmen, PU-Bereifung hinten 24“, vorne 8“, verstellbares Gurtsystem für Sitz und Rücken. Abnehmbare Seitenteile und abnehmbare Fußstützen

Tragfähigkeit: _____ kg

Sitzbreite in cm : 45 50 55 60 65 70 75 80 _____

Sitztiefe in cm : **40** 45 50 55 60 _____

Sitzhöhe in cm: 43 45 47 **50** 55 60 _____

Seitenteile: Desk lang höhenverstellbar

Sitz: Sitzkissen nach Maß festes Sitzbrett

Rücken: festes Rückenbrett Rückenlehnenverlängerung um 30 cm, abnehmbar

Kopfstütze Rückenlehnenverlängerung um 40 cm, abnehmbar

Rückenlehnenverstellung 30° 45° 85°

Schiebegriffe höhenverstellbar Schiebegriffe abklappbar f. Transport

Rückenhöhe ändern auf _____cm Querstange f. Rückenlehne

Beinstützen: Fußplatten + abnehmbare Fußbank Fußstützen höhen- u. winkelverstellbar

Stumpfaufgabe links rechts

Bremse: Feststellbremse Trommelbremse + Bremse f. Begleitperson

Bremshebelverlängerung

Kippschutz: Antikippräder unter Fußstützen hinten hinten, höhenverstellbar

Sonstiges: Radstandsverlängerung Schwerpunktverlängerung nach vorne
dadurch leichteres Schieben

Einhandbedienung links rechts

Sitzbreitenerweiterung (ausgestellte Seitenteile = 5 cm größere Sitzbreite)

Lackierung: dunkelblau weinrot schwarz weiß silber andere RAL _____

(Preise und Lieferkonditionen entnehmen Sie bitte unserer jeweils gültigen Preisliste.)

Datum

Stempel/Unterschrift