

**Bestellung**

**Anfrage**

**Besteller**

Firma: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
Kommission : \_\_\_\_\_



Abb. ähnlich

**Rollator XXL**

**Ausstattung:** 26 mm Stahlrohrrahmen, verstärkt, pulverbeschichtet. Handgriffhöhe verstellbar von 80 cm bis 95 cm. 8“-Räder pannelsicher (PU). Vorderräder schwenkbar, Handbremse (Ergobremse) auf 2 Räder wirksam und feststellbar. Sitzplatte mit schwarzem Kunstleder bezogen. Zahlreiche Optionen und Anpassungsmöglichkeiten.

**Belastbarkeit in kg :**       210    250    300    400

**Sitzbreite in cm :**       38    40    45    50    55    60    65    70    \_\_\_\_

**Sitztiefe in cm :**       25    35    \_\_\_\_

**Sitzhöhe in cm:**       40    45    50    55    57    60    65    70    \_\_\_\_

**Handgriffhöhe in cm :**       80 - 95       90 - 110       100 - 120       \_\_\_\_\_

**Andere Optionen :**

- Arthritisauflagen, Auflagenhöhe ca. \_\_\_\_\_ cm
- Bremse auf eine Hand       links    rechts
- Rückenband
- Stockhalter
- Gesamtbreite um 12 cm vermindern (durch das nach Innen setzen der Räder)

Preise und Lieferkonditionen gemäß unserer jeweiligen Preisliste.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift

xxl-reha.info